

# Basepair クイックガイド

## 解析編

作成日：20250911

## 1. ログイン




図 1：ログイン画面

1. 登録したアドレスを入力
2. 指定のパスワードを入力
3. **Log in** ボタンをクリック

## 2. 解析画面選択



図 2：ANALYSES プルダウン選択画面

1. ANALYSES タブをクリック
2. New analysis をクリック

### 3. 解析パイプラインの選択




図 3 : New analysis 選択後の画面

1. 解析パイプラインを選択 (次項で選択後の詳細設定の例示)

### 4. 解析パイプラインの設定、解析の開始




図 4 : 解析パイプライン選択後の画面 (RNA-seq “STAR”の場合)

1. 解析に使用するサンプルを選択
2. 解析の名前を入力
3. 各ツールの詳細なパラメーターを設定 [任意]
4. **Run analysis** をクリック